


40 mm Screw Cap to ENPlus Adapter

REF A120

CE
0123



STERILE EO



CZ Pokyny pro použití: Tento adaptér je určen pro připojení souprav pro podávání enterální výživy, které jsou vybaveny konektorem ENPlus, k lahvám s enterální výživou s korunkovým uzávěrem (**Obr. 1**) nebo zásobníkem se širokým hrdlem (**Obr. 2**) za účelem podání výživových tekutin. **Specifikace:** Připraven k použití. Není vyrobeno z přírodního kaučuku. Při výrobě nebyl použit DEHP nebo BPA. **Upozornění:** Používejte POUZE se systémy pro podávání enterální výživy. Výrobek NENÍ určen pro intravenózní použití. Tento adaptér neposkytuje ochranu proti neúmyslnému nesprávnému propojení s konektory při použití s péčí nespojených s podáváním enterální výživy. NEPOUŽÍVEJTE, pokud je obal otevřený nebo poškozený. NEPOUŽÍVEJTE, pokud je štítek neúplný nebo nečitelný. **Trvání použití:** NEPOUŽÍVEJTE déle než 24 hodin. **Veźměte prosím na vědomí:** Nepoužívejte opakovaně, protože konektor mohl být během používání kontaminován a stal se tak zdrojem infekce. Dodržujte správnou klinickou praxi a národní/místní pokyny pro bezpečnou likvidaci. Malé části představují potenciální riziko udušení, pokud není toto zařízení používáno v souladu s určením. Používejte pod dohledem dospělých osob. **Pokyny k použití:** **1.** Umyjte si ruce a používejte čistou techniku. **2.** Odstraňte ochranný kryt (pokud se používá) z korunkového uzávěru láhve/zásobníku se širokým hrdlem na enterální výživu. **3.** Zkontrolujte, zda je láhev/láhev zásobníku zásobníkem pro přívod enterální výživy. NEPŘIPOJUJTE adaptér k jiným než enterálním zásobníkům. **4.** Bezpečně upevněte adaptér do láhve s korunkovým uzávěrem na přívod enterální výživy (**Obr. 1 - A**), nebo bezpečně zašroubujte adaptér na zásobník s širokým hrdlem pro přívod enterální výživy (**Obr. 2 - A**). **5.** Odstraňte ochranný kryt (pokud se používá) z konektoru ENPlus soupravy na podávání enterální výživy. **6.** Zkontrolujte, že je adaptér připojen pouze k soupravě pro podávání enterální výživy. NEPŘIPOJUJTE adaptér k jiným soupravám než pro podávání výživy. **7.** Bezpečně uchyťte a zašroubujte (**Obr. 1 - B**, **Obr. 2 - B**) konektor ENPlus na ENPlus port adaptéru. **8.** Postupujte podle pokynů k použití soupravy pro podávání enterální výživy. **9.** Po ukončení podávání zlikvidujte adaptér spolu se soupravou na podávání enterální výživy během maximálně 24 hodin. Neodpojujte adaptér od soupravy na podávání.

SK Indikácie použitia: Tento adaptér je určený na pripojenie súprav na podávanie enterálnej výživy, ktoré sú vybavené konektorom ENPlus, k fľašiam s enterálnou výživou s korunkovým uzáverom (**Obr. 1**) alebo zásobníkom so širokým hrdlom (**Obr. 2**) za účelom podania výživových te-

kutín. **Specifikácie:** Pripravený na použitie. Výrobok nie je vyrobený z prírodného gumového latexu. Pri výrobe nebol použitý DEHP alebo BPA. **Upozornenia:** Používajte IBA so systémami na podávanie enterálnej výživy. Výrobok NIE je určený na intravenózne použitie. Tento adaptér neposkytuje ochranu proti neúmyselnému nesprávnemu prepojeniu s konektormi pri použití so starostlivosťou nespojenou s podávaním enterálnej výživy. NEPOUŽÍVAJTE, ak je obal otvorený alebo poškodený. NEPOUŽÍVAJTE, ak je štítok neúplný alebo nečitateľný. **Trvanie použitia:** NEPOUŽÍVAJTE dlhšie ako 24 hodín. **Veźmite, prosím, na vedomie:** Nepoužívajte opakovane, pretože konektor mohol byť počas používania kontaminovaný a stal sa zdrojom infekcie. Dodržujte správnu klinickú prax a národné/miestne pokyny na bezpečnú likvidáciu. Malé časti predstavujú potenciálne riziko udusenía, ak sa toto zariadenie nepoužíva v súlade s určením. Používajte pod dohľadom dospelých. **Pokyny na použitie:** **1.** Umyte si ruky a používajte čistú techniku. **2.** Odstráňte ochranný kryt (ak sa používa) z korunkového uzáveru fľaše/zásobníka so širokým hrdlom na enterálnu výživu. **3.** Skontrolujte, či je fľaša/fľaša zásobníka zásobníkom na prívod enterálnej výživy. NEPRIPÁJAJTE adaptér k zásobníkom, ktoré nie sú určené na prívod enterálnej výživy. **4.** Bezpečne uchyťte adaptér do fľaše s korunkovým uzáverom na prívod enterálnej výživy (**Obr. 1 - A**) alebo bezpečne zatočte adaptér na zásobník so širokým hrdlom na prívod enterálnej výživy (**Obr. 2 - A**). **5.** Odstráňte ochranný kryt (ak sa používa) z konektora ENPlus súpravy na podávanie enterálnej výživy. **6.** Skontrolujte, že je adaptér pripojený k sade na podávanie enterálnej výživy. NEPRIPÁJAJTE adaptér k súpravám, ktoré nie sú určené na podávanie enterálnej výživy. **7.** Bezpečne uchyťte a zatočte (**Obr. 1 - B**, **Obr. 2 - B**) konektor ENPlus na ENPlus port adaptéru. **8.** Postupujte podľa pokynov na použitie súpravy na podávanie enterálnej výživy. **9.** Po ukončení podávania zlikvidujte adaptér spolu so súpravou na podávanie enterálnej výživy v priebehu maximálne 24 hodín. Neodpájajte adaptér od súpravy na podávanie.

Cedic srl, Via Liberazione 63/9, 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy

Informace poskytl na základě originálního návodu k použití/Informácie poskytl na základe originálneho návodu na použitie C01230-01 - 18MAY2022:

ČR: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 001, www.nutricia.cz

SR: Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov. Infolinka: 0800 444 006, www.nutricia.sk

NUT1279, SAP materiálu: 194810